


HANDBUCH FÜR  
**BAFFIN neoSIT**



Größen: S,M,L  
Steuerung:  
manuell



*Ausgabe 9 – 26.05.2021*



**ANMERKUNG!** DER HERSTELLER IST ALLEIN VERANTWORTLICH FÜR DIE GERÄTE, DIE VON EINEM DIREKTEN VERTRETER VON LIW CARE TECHNOLOGY ODER IN EINEM MEDIZINISCHEN FACHGESCHÄFT, DAS LIW CARE TECHNOLOGY IN POLEN VERTRITT, ERWORBEN WURDEN.



**ANMERKUNG!** LESEN SIE DAS HANDBUCH UNBEDINGT VOR DEM START.



1. Einleitung	3
2. Warnungen und Sicherheitsinformationen	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts	4
4. Technische Informationen	4
4.1 Technische Spezifikation	5
5. Regulierung und Einstellung	6
5.1 Breitenregulierung	6
5.2 Einstellung der Tiefe	6
5.3 Einstellung der Fußstützenlänge	6
5.4 Einstellung des Sitzwinkels	6
5.5 Einstellung des Rückenlehnenwinkels	6
5.6 Einstellung des Fußstützenwinkels	7
5.7 Einstellung der Höhe der Gesäßstütze	7
5.8 Einstellung der Rückenlehne	7
5.9 Einstellung der Sitzhöhe	7
5.10 Höhenverstellung der Armlehne	8
5.11 Bremsen	8
6. Zusätzliche Funktionen	8
6.1 Kopfstütze	8
6.2 Seitenstützen	8
6.3 Befestigung und Einstellung der Weste, Beinabduktionsgurte und Beckengurte	9
6.4 Tisch	9
6.5 Schiebebügel	10
6.6 Separate Fußplatten	10
6.7 Platzeinstellung der Oberschenkelstützen	11
6.8 Einstellung der Wirbelsäulenverriegelung	11
6.9 Fußstütze	12
7. Allgemeine Pflege und Reinigung	12
8. Wartung und Instandhaltung	13
9. Typenschild	13
10. Bedeutung der Symbole	14
11. Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen für Medizinprodukte	14

## 1. Einleitung



Das von LIW Care Technology Sp. z o.o. entworfene und entwickelte BAFFIN neoSIT bietet ein innovatives Gerät mit modernsten Funktionen zur anatomischen Anpassung des Körpers des Benutzers. Er bietet eine Alternative sowohl zu neu hergestellten Sitzen mit begrenztem Einstellspielraum als auch zu maßgeschneiderten Sitzen, die sich zwar an die Körperkurven des Benutzers anpassen, aber nur wenige zusätzliche Korrekturmöglichkeiten bieten.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass das Gerät einfach zu bedienen und einzustellen ist, während zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung des Sitzes an die anatomische Körperform und die korrekte Wirbelsäulenverkrümmung des Benutzers geboten werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch vor dem Gebrauch gründlich gelesen wird. Es ist wichtig, alle Richtlinien und Empfehlungen zu befolgen, um die volle Sicherheit und den Komfort für den Benutzer und die Betreuer zu gewährleisten und mögliche Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden. Wenn es mehrere Betreuer oder neue Pflegekräfte gibt, sollten alle Beteiligten eine Schulung an der Ausrüstung erhalten und eine Kopie dieses Dokuments haben oder seinen Standort zu Referenzzwecken kennen. Kostenlose Schulungen sind bei den Distributoren erhältlich.

## 2. Warnhinweise & Sicherheitsinformationen



Die Sicherheit derjenigen, die unsere Produkte verwenden, ist für LIW Care Technology Sp. z o.o. von größter Bedeutung. Aus Gründen der Sicherheit und des Komforts bei der Verwendung des BAFFIN neoSIT und um das Risiko einer Beschädigung des Geräts zu vermeiden, ist es sehr wichtig, diese Anweisungen vor Gebrauch zu lesen und sicherzustellen, dass die Empfehlungen und Warnungen vom Benutzer und/oder anderen am Betrieb des Geräts beteiligten Personen gelesen und verstanden werden.

### Sicherheits- und Missbrauchswarnungen:

- Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt vor, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Alle in diesem **Handbuch** genannten Geräte dürfen nur in der **beschriebenen** Weise verwendet werden.
- Bitte ergreifen Sie sofort Maßnahmen bei erforderlichen Reparaturen.
- Wenn Änderungen an diesem Produkt vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen können, kann die Person, die die Änderungen vornimmt, **haftbar** gemacht werden. Der Hersteller oder Händler kann nicht für Änderungen oder Modifikationen haftbar gemacht werden, die an seinen Produkten vorgenommen werden, versandt wurden.



**ACHTUNG: Bitte beachten Sie dieses Symbol. Es hebt spezifische Punkte in Bezug auf die Sicherheit hervor, und die Nichtbeachtung dieser Anweisungen könnte Verletzungen für den Benutzer oder den Betreuer riskieren.**

### Transportierend:

Der Benutzer sollte nicht in der Baffin neoSIT in einem Fahrzeug transportiert werden.

**Service & Wartung:** Es ist wichtig, dass der regelmäßige Service und die Wartung durchgeführt wird. Dies maximiert die Lebensdauer der Ausrüstung. Siehe den entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs.

### Reisen in einem Flugzeug:

Wenn Ihr Baffin neoSIT in einem Flugzeugfrachtraum transportiert wird, egal ob gefaltet oder aufgeklappt, stellen Sie bitte sicher, dass es gut gepolstert und verpackt und sicher gesichert ist.

### 3. Verwendungszweck des Geräte




Der BAFFIN neoSIT ist für Benutzer bestimmt, deren Körpergröße im Bereich von 85 -130 cm liegt, mit einer Gewichtsgrenze von 60 kg. Es ist nur für den Innenbereich bestimmt. Beabsichtigte Benutzer sind solche mit Fehlhaltungen und Muskeldysfunktion. Zuden besonderen Erkrankungen gehören Zerebralparese, Muskeldystrophie, Lähmungen verschiedener Art, Tetra und Querschnittslähmung. Es kann in der Behandlung verwendet werden, um die Folgen von Haltungsdefekten und damit verbundenen Fehlfunktionen des Körpers zu verhindern. Das Gerätermöglicht es, die Wirbelsäule und das Becken in eine korrekte (optimale) Position zu bringen. Ein innovatives Merkmal dieses Geräts ist, dass es mit dem Kind "wächst", da es an seine aktuelle Position und Höhe angepasst werden kann. Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, wenden Sie sich zunächst an Ihren Geräteanbieter/Arzt.

### 4. Technische Informationen



#### 4.1 Technische Daten




Es gibt drei Größen des Baffin neoSIT. Größendetails sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Nein.	Dimension	Dimension Symbol	Abmessungen [cm]		
			S	M	L
1	Sitzhöhe	<b>.SH</b>	42÷55	42÷55	42÷55
2	Rückenhöhe	<b>BH</b>	42	50	58
3	Rückwinkel	<b>BA</b>	-5 0/25 <sup>0</sup>	-5 0/25 <sup>0</sup>	-5 0/25 <sup>0</sup>
4	Basislänge	<b>BL</b>	55	55	55
5	Höhe der Fußplattform	<b>FH</b>	17÷27 Uhr	17÷27 Uhr	28÷38 Uhr
6	Länge der Fußplattform	<b>FL</b>	18	18	21
7	Raddurchmesser	<b>RW</b>	7,5	7,5	7,5
8	Sitztiefe	<b>SD</b>	16÷31 Uhr	20÷31 Uhr	29÷40 Uhr
9	Sitzbreite	<b>SW</b>	15÷30 Uhr	15÷30 Uhr	20÷32 Uhr
10	Winkel der Fußplatte	<b>FA</b>	-10 0/45 <sup>0</sup>	-10 0/45 <sup>0</sup>	-10 0/45 <sup>0</sup>
11	Neigungswinkel	<b>TA</b>	20 <sup>0</sup>	20 <sup>0</sup>	20 <sup>0</sup>
12	Seitliche Auflagehöhe	<b>LH</b>	16÷35 Uhr	16÷40 Uhr	20÷45 Uhr
13	Maximales Benutzergewicht		60kg	60kg	60kg



**ACHTUNG:** Nur autorisierte Personen können dieses Produkt einstellen und einstellen. Die Einstellung und Einstellung muss von einem qualifizierten Kliniker oder autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



### 5.1 Breitenverstellung

Um die seitlichen Beckenstützen einzustellen, drehen Sie den Drehknopf 1 nach rechts oder links, bis die erforderlichen Abmessungen erreicht sind.

Die Verstellelemente befinden sich links und rechts und ermöglichen eine symmetrische und asymmetrische Positionierung des Beckens des Benutzers.

### 5.2 Tiefenverstellung

Zum Entriegeln lösen Sie die Bolzen 3 auf jeder Seite. Stellen Sie nach dem Entriegeln der Schrauben die Tiefe ein, indem Sie den vorderen Teil des Geräts drücken oder ziehen. Schrauben zum Verriegeln festziehen 3. Wenn der von den Schrauben 3 bereitgestellte Verstellbereich nicht ausreicht, kann eine zusätzliche Einstellung durch Lösen der Schrauben 7 und Ziehen oder Drücken der Rückenlehne erreicht werden. Stellen Sie nach Abschluss des Einstellvorgangs sicher, dass die Schrauben 7 festgezogen sind.

### 5.3 Längenverstellung der Fußraste

Zum Entsperren lösen Sie den Knopf 5. Bewegen Sie die Fußstütze auf die gewünschte Länge. Ziehen Sie den Knopf 5 wieder an, um ihn zu verriegeln.

### 5.4 Sitzwinkelverstellung

Drehen Sie den Knopf 6, bis die gewünschte Position erreicht ist.


### 5.5 Winkelverstellung der Rückenlehne

Um den Winkel der Rückenlehne zu ändern, sollte der Hebel 4 gedreht und gehalten werden, die erforderliche Winkelposition sollte eingestellt werden.

Mit Hilfe einer Hand, und dann sollte der Hebel losgelassen werden.



**ACHTUNG:** Während der Patient Druck auf den Rücken ausübt, führt das Loslassen des Hebels zum schnellen Fallen eines Hebels, daher sollte das Zurückfallen immer durch die Hand geschützt werden!



#### 5.6 Winkelverstellung der Fußstütze

Lösen Sie den Griffknopf 8, stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie den Knopf 8 wieder fest.

#### 5.7 Höhenverstellung der Gesäßstütze

Drehen Sie die Schraube 9, bis die erforderliche Höhe erreicht ist.



**ACHTUNG:** Schrauben 9 befinden sich links und rechts des Gerätes und sind unabhängig voneinander, um eine asymmetrische Verstellung der Gesäßstützen zu gewährleisten.

Um die Einstellung zu erleichtern, ist es möglich, die Polsterung vom Sitz zu entfernen, um Zugang zu den Gesäßöffnungen zu ermöglichen.

#### 5.8 Rückenlehnenverstellung

Die Rückenlehne hat ein einzigartiges Design, das es dem Benutzer ermöglicht, ihre korrigierende oder anatomische Form zu erhalten. Der zentrale Kern besteht aus mehreren unabhängigen Segmenten. Die Rückenlehne kann nach Lösen der Einstellschraube 10 anatomisch modelliert werden. Nachdem die optimale Form der Rückenlehne erreicht ist, ziehen Sie die Einstellschraube 10 wieder fest.



**ACHTUNG:** Die in den Abschnitten 5.7 und 5.8 beschriebenen Anpassungen müssen genau so durchgeführt werden, wie sie sich auf die Position der Wirbelsäule auswirken.

#### 5.9 Sitzhöhenverstellung

Erhöhen Sie die Höhe des Sitzes in Bezug auf den Boden, lösen Sie zuerst den Knopf 2 und drücken Sie den Auslösemechanismushebel 11 (zur Vorderseite des Geräts). Die gasbetriebene Feder hebt den Sitz automatisch an. Ziehen Sie nach der Einstellung die Rotat-Ionenverriegelung wieder fest. Um die Sitzhöhe zu verringern, lösen Sie den Drehknopf 2 der Drehsperre und drücken Sie den Hebel 11, wobei Sie gleichzeitig den Sitz belasten. Stellen Sie die erforderliche Höhe ein und lassen Sie den Hebel 11 los, um ihn zu verriegeln. Ziehen Sie abschließend die Rotationssperre wieder fest.



## 5.10 Höhenverstellung der Armlehne

Drehen Sie den Knopf 12, bis die gewünschte Höhe eingestellt ist. Die Knöpfe befinden sich auf der linken und rechten Seite. Sie arbeiten unabhängig voneinander, wodurch die Armlehnenhöhe asymmetrisch eingestellt werden kann.



**Nur autorisierte Personen können dieses Produkt einstellen und einstellen. Die Einstellung und Einstellung muss von einem qualifizierten Kliniker oder autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.**

**Überprüfen Sie genau, ob die Einstellung korrekt ist:**

1. **Noelement übt übermäßigen Druck auf den Körper des Benutzers aus .**
2. **Es gibt nicht zu viel freier Speicherplatz zwischen dem Benutzer und dem Gerät.**
3. **Alle Einstellschrauben und Knöpfe werden nach Abschluss des Einstellvorgangs wieder angezogen**

## 5.11 Bremsen

Um die Räder zu verriegeln, drücken Sie den Verriegelungshebel 13 an jedem Rad. Um die Räder zu entriegeln, heben Sie den Hebel 13 an jedem Rad an. Alle Räder müssen blockiert sein, wenn ein Kind den Baffin neoSit benutzt.



**ACHTUNG: Die Stabilität des Geräts kann bei unerwartetem Drücken, Neigen oder Anlehnen gefährdet sein.**

## 6. Zusätzliche Funktionen<sup>1</sup>




### 6.1 Headrest

#### 6.1.1 Kopfstützenmontage

- Lösen Sie die obere Einstellschraube 17.
- Setzen Sie die Kopfstützenbefestigungshalterung 15 auf das Rückenlehnenprofil
- Ziehen Sie die obere Einstellschraube 17 fest.

#### 6.1.2 Kopfstützenverstellung

- Lösen Sie die Einstellknöpfe 18.
- Stellen Sie die Kopfstütze in die richtige Position.
- Ziehen Sie die Einstellknöpfe fest 18.



### 6.2 Seitliche Stützen

#### 6.2.1 Montage von Seitenstützen

- Setzen Sie die Armhalterung 20 auf das Rückenlehnenprofil 16 ein.
- Schieben Sie die Stützplatten 21 durch die Öffnung 22, die sich in der Halterung befindet.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube fest 23.

#### 6.2.2 Breitenverstellung der Seitenstützen

- Lösen Sie die Schrauben 24 und 25.
- Ziehen Sie die Armstützen zur Seite oder zueinander, bis die gewünschte Breite erreicht ist.
- Ziehen Sie die Schrauben 24 und 25 fest.

#### 6.2.3 Höhenverstellung der Seitenstützen

- Lösen Sie die Schraube 23.
- Bewegen Sie die Armstütze 20 nach oben oder unten, bis die erforderliche Höhe erreicht ist.
- Ziehen Sie die Schraube 23 fest.



<sup>1</sup> Zusätzliche Funktionen sind je nach Kontinent und Land verfügbar.

### 6.3 Fixieren und Einstellen der Weste, der Beinabduktionsgurte und der Beckengurte



Die Weste und die Beckengurte werden mit Gurten am Stuhl befestigt. Um die Weste richtig zu fixieren, führen Sie die Befestigungsgurte durch die Löcher in den Befestigungsschlaufen 26. Die Länge der Befestigungsgurte kann eingestellt werden, indem die Gurte durch Befestigungsschlaufen an der Rückenlehne oder durch die Schnallen, die die Gurte an der Weste befestigen, geführt werden. Die Beckengurte sind an den Befestigungsschlaufen befestigt, die sich hinter den Armlehnen 27 befinden. Die Länge der Gurte wird eingestellt, indem die Befestigungsgurte (Lösen oder Anziehen) durch die Befestigungsschnallen oder Schlaufen geführt werden.



**ACHTUNG:** Überprüfen Sie genau, ob die Einstellung korrekt ist:

1. Kein Element übt übermäßigen Druck auf den Körper des Benutzers aus .
2. Es gibt nicht zu viel freier Speicherplatz zwischen dem Benutzer und dem Gerät.
3. Alle Einstellschrauben und Knöpfe werden nach Abschluss des Einstellvorgangs wieder angezogen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Gurte korrekt in den Befestigungsschlaufen befestigt sind und alle Westen- und Hüftgurtschnallen korrekt gesichert sind.

### 6.4 Tisch



#### 6.4.1 Anpassen des Abstands der Tischgriffe

Um den Abstand der Tischgriffe 1 an den Abstand der in den Armlehnen befindlichen Tischbuchsen 2 anzupassen, lösen Sie die Schrauben 5, die sich an den Tischgriffen unter der Tischplatte befinden. Verbinden oder ziehen Sie die Griffe auseinander, stellen Sie sie auf den Abstand der Steckdosen ein und ziehen Sie die Tischgriffschrauben fest.

#### 6.4.2 Tischmontage

Um auf den Tisch zu passen, lösen Sie die Verriegelungsknöpfe 3 und schieben Sie die Tischgriffe 1 in die Steckdosen, die sich unter den Armlehnen 2 befinden. Nachdem Sie den Tisch auf die richtige Tiefe eingesetzt haben, ziehen Sie die Verriegelungsknöpfe wieder fest 3.

#### 6.4.3 Tischneigungswinkelverstellung

Lösen Sie beide Griffknöpfe 4, die sich über den Tischgriffen 1 unterhalb der Tischplatte befinden. Nachdem Sie den gewünschten Neigungswinkel eingestellt haben, ziehen Sie die Griffknöpfe wieder fest 4.



#### 6.5 Schiebegriff



Um die Höhe des Druckgriffs einzustellen, drücken Sie die Tasten 1 und stellen Sie dann den Griff auf die gewünschte Höhe ein.

#### 6.6 Separate Fußplatten



Um die richtige Höhe der Fußplattform einzustellen, lösen Sie beide Knöpfe 1, schieben Sie die Plattformen auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie die Knöpfe 1 fest. Sie arbeiten unabhängig voneinander, wodurch die Plattformhöhe asymmetrisch eingestellt werden kann. Um den richtigen Winkel der Fußplattform einzustellen, lösen Sie den Winkelknopf (2), stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie den Knopf fest




Um die genaue Position jeder Plattform einzustellen, lösen Sie die Schrauben 3, stellen Sie die richtige Position ein und ziehen Sie die Schrauben 3 fest. Diese Einstellung ermöglicht es, den Winkel, die Neigung und die Position jeder Plattform unabhängig voneinander einzustellen.

### 6.7 Platzverstellung der Oberschenkelstützen

Die Raumregulierung der Oberschenkelstützen erfolgt über zwei regulatorische Schrauben (1), die sich unterhalb der Oberschenkelstützen befinden.

Um zu regulieren, heben Sie die Polsterung an, die die Oberschenkelhalterungen bedeckt, und lösen Sie die regulatorische Schraube (1), um freie Bewegung zu ermöglichen und die Oberschenkelstützen in Position zu bringen. Nachdem Sie die gewünschte Position eingestellt haben, ziehen Sie die Regulierungsschraube an, um die Oberschenkelstützen in einer bestimmten Position zu verriegeln. Oberschenkelstützen können in einem Winkel relativ zur Gerätelänge eingestellt werden, so dass zehn Möglichkeiten zum Einstellen der Oberschenkel möglich sind. Die Anpassung der Oberschenkelstützen beeinflusst die richtige Positionierung von Knie und Becken. Unabhängige Regulierung der Oberschenkelstützen, ermöglicht asymmetrische Anpassungen.



### 6.8 Einstellung der Wirbelsäulenverriegelung

Die Wirbelsäulenverriegelung ist eine mechanische Stütze, die eine Bewegung der Wirbelsäule verhindert, wenn sie einer großen Kraft oder einem Aufprall ausgesetzt ist.

#### 6.8.1 Interlock-Einstellung

- Lösen Sie die Einstellschraube 2
- Stellen Sie die Verriegelung 1 in die gewünschte Position entlang des Rückenlehnenprofils 5 ein
- **Lösen Sie** die beiden Schlittenschrauben 3 auf der linken und rechten Seite
- Stellen Sie das Stoßfängerschloss 4 so ein, dass es auf der Wirbelsäule liegt
- Für den Fall, dass sich der Stoßfänger nicht bewegen möchte, stellen Sie sicher, dass Schrauben 3 locker sind

- Verriegelung der Verriegelung durch Anziehen von Schrauben 3



### 6.9 Fußstütze

Um die Höhe der Fußstütze zu verstellen, lösen Sie den Knopf Klappschloss 1, bewegen Sie die Fußstütze auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie dann den Riegel 1 fest. Um den richtigen Winkel der Fußstütze einzustellen, lösen Sie den Riegel 2, stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie dann den Latch 2 fest.



## 7. Allgemeine Pflege & Reinigung



BAFFIN neoSIT besteht aus beschichtetem Stahl, Aluminium und Kunststoff. Schaumstoff- und Schwammfüllung wird an der Metallstruktur befestigt und mit einer textilen Schutzhülle abgedeckt. Es ist wichtig, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers aufbewahrt und verwendet wird.

- Die Beschichtung sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die Verwendung von sanften Haushaltswaschmitteln ist erlaubt.
- Entfernen Sie **vor dem** Waschen die Schwammfüllung von den Schutzhüllen.
- Die Polsterung sollte von Hand gewaschen oder in einer (Trommel-)Waschmaschine bei max. 40°C gewaschen werden. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für empfindliche Produkte geeignet sind. Wenn Kinder, die den Sitz benutzen, anfällig für Allergien sind, verwenden Sie grüne Seife oder spezielle chemische Mittel.
- Wasserentnahme – nicht auswringen; Kurzfristiger Spin ist akzeptabel.
- Trocknen – die gewaschenen Elemente müssen zum Trocknen bei Raumtemperatur aufgehängt werden. Nicht im Trockner trocknen.

Hinweis: Die mit dem Gerät angebotene Polsterung besteht aus atmungsaktivem Stoff. Es entspricht dem Öko-Tex Standard 100, der die Sicherheit des gesamten Benutzers (einschließlich Kinder) bestätigt. Der zur Herstellung der Polsterung verwendete Stoff enthält keine schädlichen Substanzen, z. B. Pestizide, Chlorphenole, Formaldehyd, allergieauslösende Farbstoffe, verbotene Azofarbstoffe und extrahierbare Schwermetalle. Das Öko-Tex Standard100-Zeichen wird nur solchen Textilien verliehen, deren alle Komponenten bei jedem Produktionsprozess und erzielte positive Ergebnisse.



**ACHTUNG:** Achten Sie beim Waschen der Polsterung auf die Velcro Bänder. Um eine Beschädigung der Polsterung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Velcro Bänder gelöst sind und den Polsterbereich nicht berühren. Nicht mit dem Schaum im Inneren waschen.

Wenn das Gerät von verschiedenen Patienten verwendet wird (z. B. in einem Rehabilitationszentrum), müssen Desinfektionsmittel verwendet werden. Für die manuelle Desinfektion wird empfohlen, Incidin plus in der Lösung von 0,25% bis 0,5% oder ein anderes ähnliches Produkt zu verwenden. Es ist notwendig, die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionsmittels zu befolgen.

Tipp: Vor der Desinfektion Polster und Griffe reinigen.

## 8. Dienst & Instandhaltung



Sollten Sie Fehler oder Mängel feststellen, sollten Sie die Nutzung des Buggys sofort einstellen und sich an Ihren Händler oder Hersteller wenden. Defekte Geräte müssen vor einer Vergrößerung des Schadensbereichs geschützt werden. Versuchen Sie niemals, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren. Ersetzen Sie keine Originalteile durch solche, die von einer anderen Quelle als der vom Hersteller empfohlene Quelle stammen.

Entscheidet sich der Verwender, das Produkt nicht weiter zu verwenden, ist er gemäß den geltenden Umweltvorschriften an dessen Entsorgung gebunden.

Die wirtschaftliche Lebensdauer des Produkts beträgt fünf Jahre.

Der Hersteller bietet Service nach Ablauf der Garantie. Kontaktdaten:

LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polen.

biuro@liwcare.pl

Aktuelle Kontaktdaten finden Sie unter: [www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

Die Garantiebedingungen sind in der Garantiekarte angegeben, die ein integraler Bestandteil dieser Erklärung ist. Die Garantiekarte finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokuments.

## 9. Kennzeichen



BAFFIN neoSIT		CE
SN	BAFNS - S0000	
rozmiar/size:	S	
	60 kg	
MD		
	LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Poland	


## 10. Bedeutung der Symbole



Name des Herstellers und



Herstellungsdatum



Seriennummer



Zulässiges Gewicht des Benutzers



Kontakt mit Wasser vermeiden

Bewegungsrichtung



Konformitätszeichen gemäß der Verordnung 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, Anhang V



Anmerkung! Befolgen Sie die Produkthanweisungen



Medizinprodukt

## 11 . Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für Medizinprodukte



Hiermit bestätigen wir, dass die Baffin neoSIT die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017 /745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte erfüllt.

Das Baffin neoSIT gemäß Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte ist ein nicht-invasives, aktives Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Regel Der 1. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie im Vertrieb des Herstellers.



## GARANTIEKARTE

Garantiebedingungen :

1. Hersteller von Medizinprodukten - LIW Care Technology Sp. z. o.o (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polen) stellt sicher, dass das Unternehmen ein funktionsfähiges Gerät verkauft, frei von Konstruktion, Installation, Materialfehlern usw., und dass das Gerät während der Garantiezeit frei von solchen Mängeln bleibt. Diese Garantie deckt nicht die Nützlichkeit des Produkts für den Käufer ab.
2. LIW Care Technology Sp. z. o. o. (der Hersteller) gewährt eine zweijährige Garantie auf das Gerät, beginnend mit dem ursprünglichen Kaufdatum.
3. Der einzige Garantienachweis ist diese Garantiekarte, die vom Verkäufer an den Käufer ausgestellt wird. Um Garantieansprüche zu übertragen, müssen Sie den Besitz dieser Garantiekarte übertragen.
4. Im Falle der Feststellung von Fehlern oder Mängeln während der Garantiezeit - der Hersteller wird den Mangel auf eigene Kosten beheben. Wenn Teile ersetzt werden, geht das entfernte Teil in das Eigentum von LIW Care Technology Sp. z. o. o. über und wird nicht an den Garantiebenutzer zurückgegeben.
5. Im Rahmen der Garantie ist der Benutzer verpflichtet, physische Produktmängel während der Garantiezeit über ein Formular auf unserer Website zu melden: [www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl), nach vorheriger Anmeldung in der "Kundenzone" per Post LIW Care Technology Sp. z. o. o. oder telefonisch: +48 42 212-35-18
6. Im Rahmen der Garantie ist der Benutzer verpflichtet, das Gerät mit Garantiekarte und zusammen mit dem Originalkaufdokument (Mehrwertsteuerrechnung oder -quittung) auf Kosten des Herstellers an seinen Sitz zu liefern. Wenn keine Quittung vorliegt, ist das ursprüngliche Kaufdatum (Beginn der Garantiezeit) das Datum der Lieferung.
7. Das Gerät, das an den Dienst geschickt wird, sollte mit der sauberen Polsterung gehen, oder, falls es nicht möglich ist, es zu veraschen, sollte die Polsterung entfernt werden. Im Falle des Erhalts einer verschmutzten Einheit zum Service hat der Hersteller das Recht, die Durchführung von Reparaturen zu verweigern.
8. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:
  - Abfallelemente und zerstörte oder beschädigte Teile aufgrund unsachgemäßer Verwendung (insbesondere, aber nicht ausschließlich aufgrund unsachgemäßer Anweisungen oder unter ungünstigen Bedingungen) oder unsachgemäßer Lagerung des Produkts,
  - Schäden, die durch Änderungen oder Ergänzungen des Gerätes durch den Benutzer oder Dritte verursacht werden,
  - Schäden, die durch unsachgemäße Reinigung oder Wartung des Produkts durch den Benutzer oder Dritte verursacht wurden,
  - Schäden, die durch normalen Verschleiß oder normale Alterung des Produkts verursacht werden,
  - Schäden, die durch mangelnde Fahrlässigkeit des Benutzers verursacht wurden (insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei der Wartung und Reinigung des Produkts),
  - Schäden durch höhere Gewalt,
  - Schäden durch äußere Ereignisse (Verschmutzungen, mechanische Schäden und Wasserschäden).
9. Die Garantie umfasst nicht die Regulierung und Anpassung während der Garantiezeit, da sie keinen Produktfehler darstellen.
10. Um sich für die oben genannte Garantie zu qualifizieren, müssen Sie das Produkt, das sicher in einer Verpackung eingeschlossen ist, an den Hersteller liefern. Verwenden Sie dazu die Originalverpackung. Wenn der Benutzer das Produkt nicht in der Originalverpackung liefert, muss seine Ersatzverpackung die folgenden Anforderungen erfüllen: solide Box mit intakten Wänden, separater Schutz für jede Komponente, Polstermaterial, starkes Klebeband für die Verpackung sowie Absenderadresse oder Empfänger (LIW Care Technology Sp. z. o. o). Adresse.  
LIW Care Technology Sp. z. o. o. haftet nicht für Produktschäden, die durch unzureichende Verpackung verursacht werden.
11. Garantie Reparatur oder Ersatz erfolgt so weit wie möglich innerhalb von 30 Tagen nach der ordnungsgemäßen Lieferung des Produkts durch den Garantiebenutzer an LIW Care Technology Sp. z. o. o
12. Nach der Reparatur der Garantie wird das Produkt auf Kosten von LIW Care Technology Sp. z. o. o. an die angegebene Adresse geliefert. Für den Fall, dass ein korrekt adressiertes Paket nicht abgeholt wird, ist der Garantiebenutzer verpflichtet, alle Kosten im Zusammenhang mit dem Produkttransport und seiner Lagerung zu tragen.
13. Qualitätsgarantie gewährt von LIW Care Technology Sp. z. o. o. berührt keine gesetzlichen Rechte des Käufers.

***Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in der Therapie mit unseren Geräten.***

### ANMERKUNG!

**BEWAHREN SIE DIE GARANTIEKARTE AN EINEM SICHEREN ORT AUF**

**LIW Care Technology Sp. z. o. o. Erfordert die Bereitstellung dieses Dokuments, bevor Sie die Garantiereparatur akzeptieren.**

Produktname/Typ ..... Seriennummer:.....