




BENUTZERHANDBUCH

Rico RS



Ausgabe 2 - 26.05.2021



HINWEIS! DER HERSTELLER IST NUR FÜR DAS GEKAUFTE PRODUKT VERANTWORTLICH DIREKT VOM LOKALEN VERTRETER DER LIW CARE TECHNOLOGY ODER IN EINEM MEDIZINISCHEN FACHGESCHÄFT, DAS LIW CARE TECHNOLOGY VERTRITT.



HINWEIS! ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DASS EIN TEIL DES KÖRPERS DES NUTZERS/EINER BEGLEITPERSON BEI DER VERWENDUNG DES PRODUKTS SOWIE BEI DER MONTAGE UND EINSTELLUNG DER MECHANISMEN DES PRODUKTS IN DEN LÖCHERN/SPALTEN ZWISCHEN DEN EINZELNEN ELEMENTEN EINGESCHLOSSEN UND/ODER GEQUETSCHT WIRD. DIESE BESONDEREN VERFAHREN SOLLTEN MIT BESONDERER VORSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN. WENNALLE EINSTELLUNGEN VORGENOMMEN WURDEN, IST ES WICHTIG, DIE POSITION DURCH RICHTIGES DREHEN DER MUTTERN / SCHRAUBEN ZU STABILISIEREN.



HINWEIS! ES IST WICHTIG, DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG ZU LESEN, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN .

1 Inhalt

1	Inhalt	3
2	Einleitung.....	3
3	Allgemeine Sicherheitsbedingungen.....	4
4	Indikationen für die Verwendung des Geräts	4
5	Identifizierung von Symbolen.....	5
6	Einhaltung der Anforderungen an Medizinprodukte.....	5
7	Die Verwendung des Kinderkinderwagens Rico RS	5
8	Technische Daten	7
9	Grundkonstruktion des Rico RS Kinderwagens.....	9
10	Montage des Rico RS Kinderwagens	10
11	Mit dem Rico RS Kinderwagen	11
12	Rahmen des Rico RS Kinderwagens	12
12.1	Montage und Ausbau der Hinterräder	12
12.2	Aufklappen des Rahmens.....	12
12.3	Falten des Rahmens	13
12.4	Vorderräder	13
12.5	Schiebegriff.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
12.6	Einstellen des Sitzwinkels.....	14
12.7	Feststellbremse	16
12.8	Stoßdämpfer der Hinterradaufhängung	16
13	Der Hauptsitz des Kinderwagens.....	17
13.1	Einstellen des Winkels der Rückenlehne	17
13.2	Höhenverstellung der Rückenlehne	18
13.3	Einstellen der Höhe der Bruststütze.....	18
13.4	EineAnpassung der Kopfstütze.....	19
13.5	Einstellen der Beckenstütze	19
13.6	Einstellen der Sitztiefe	19
13.7	Einstellen des Winkels der Fußstütze.....	20
13.8	Einstellen der Tiefe der Fußstütze.....	21
13.9	Einstellen der Höhe und des Winkels der Fußstütze	21
13.10	Einstellen und Demontieren der Sicherheitsbarriere	22
13.11	Schutzdach	Fehler! Textmarke nicht definiert.
13.12	Support für Lenden	23
13.13	Weste und Sitzhose.....	24
14	Zubehör.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
14.1	Abduktionskeil.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
14.2	Regenschutz.....	25
14.3	Tablett	Fehler! Textmarke nicht definiert.
14.4	Handschuhe.....	26
14.5	Schlupfsack.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
14.6	Schaumstoff-Kopfstütze.....	27
14.7	Ablagetache	Fehler! Textmarke nicht definiert.
14.8	Ablageplatte.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
14.9	Overlay-Füllung für die Fußstütze	28
14.10	RS-Chassis-Rahmen und Satz der Adapter	28
15	Reinigung und Wartung	29
16	Typenschild.....	29
17	Garantie/ Service.....	30
	Garantiekarte	31

2 Einleitung

Der von LIW Care Technology Sp. entwickelte Spezialkinderwagen Rico RS für Kinder, wurde entwickelt, um die tägliche Pflege von Menschen zu erleichtern, die transportiert werden müssen und deren Beschwerden es ihnen unmöglich machen, sich nicht selbstständig zu bewegen, sondern auch eine korrekte Sitzposition beizubehalten.

Wir haben unser Bestes getan, um den Rico RS Kinderwagen zu einem einfach zu bedienenden und benutzerfreundlichen Gerät zu machen und gleichzeitig erhebliche Möglichkeiten zur Einstellung der Position des Patienten zu bieten. Der Kinderwagen ist vor allem für Kinder gedacht



die an verschiedenen Lähmungen und Diparesen oder Tetraparesen leiden; mit Hemiparese oder alternierender Hemiplegie, deren Gewicht 30 kg nicht überschreitet.

Es ist wichtig, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen, bevor Sie den Rico RS Rehawagen verwenden. Wenn Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung genannten Empfehlungen befolgen, können Sie Situationen vermeiden, die das Gerät möglicherweise beschädigen könnten, und Sie gewährleisten auch eine vollständige Sicherheit und einen vollständigen Nutzungskomfort während der gesamten Dauer der Verwendung des Produkts.

3 Allgemeine Sicherheitsbedingungen

Das größte Anliegen von LIW Care Technology Sp. z o.o. ist es, die Sicherheit für die Patienten zu gewährleisten, die die von uns angebotenen Geräte verwenden. Um die vollständige Sicherheit von Personen zu gewährleisten, die den spezialisierten Kinderwagen Rico RS verwenden, ist es wichtig, die folgenden Empfehlungen genau zu befolgen:

1. Bevor Sie Versuche im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts unternehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und zögern Sie im Zweifelsfall nicht, den Verkäufer oder den Hersteller zu kontaktieren.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Informationen, Empfehlungen und Warnungen, die in diesem Kapitel enthalten sind, vollständig verständlich sind.
3. Das Kind sollte nicht unbeaufsichtigt im Kinderwagen gelassen werden.
4. Wenn das Kind im Kinderwagen sitzt, stellen Sie bitte sicher, dass das Kind mit der Weste und den Gurten ordnungsgemäß befestigt ist.
5. Rico RS Rehawagen ist so konzipiert, dass er von jeweils einer Person verwendet werden kann.
6. Unsachgemäße Verwendung des Kinderwagens kann die Gesundheit des Benutzers beeinträchtigen und Verletzungen des Benutzers verursachen.
7. Bei der Verwendung und Handhabung des Kinderwagens sowie bei der Montage und Einstellung seiner Mechanismen ist es wichtig, besonders auf die sich bewegenden Elemente zu achten, da sie ein echtes Risiko bergen, den Körper in den Löchern einzufangen oder zwischen einzelnen Elementen zu quetschen. Nach jedem einzelnen Einstellvorgang ist es wichtig, die Position zu stabilisieren, indem die Muttern / Schrauben richtig gedreht werden und sichergestellt wird, dass sich die Elemente des Kinderwagens in ihrer richtigen und sicheren Position befinden.
8. Es ist verboten, ein Kind im Rico RS Kinderwagen im Auto zu transportieren, was bedeutet, dass der Sitz des Kinderwagens kein Sicherheitssitz ist. Das Kind kann nicht im Sitz bleiben, wenn es mit dem Auto reist.
9. Es ist verboten, mit dem Kinderwagen die Treppe hinauf und hinunter zu steigen, sowohl mit als auch ohne das Kind, das im Kinderwagen sitzt.
10. Es ist verboten, den Kinderwagen zu tragen, wenn das Kind auf dem Sitz des Kinderwagens sitzt.

Die Gebrauchsanweisung, die an Geräten angebracht ist, die von LIW Care Technology Sp. z o.o. hergestellt werden, enthalten einen Absatz, der mit dem Wort HINWEIS! gekennzeichnet ist, der darauf abzielt, den Inhalt des angegebenen Absatzes hervorzuheben. Die Bedeutung des Symbols, von dem bereits erwähnt wurde, ist wie folgt:



HINWEIS! Dieses spezielle Symbol wird verwendet, um den Fokus des Lesers auf die mit diesem Symbol gekennzeichnete Formulierung stark zu betonen. DIE NICHT-EINHALTUNG DER IN DEM MIT DIESEM SYMBOL GEKENNZEICHNETEN ABSATZ BEREITGESTELLTEN INHALTE KANN DAS LEBEN ODER DIE GESUNDHEIT DES BENUTZERS GEFÄHRDEN.

4 Indikationen für die Verwendung des Geräts

Rico RS Rehawagen wird für Kinder erwartet, die an verschiedenen Lähmungen und Diparesen oder Tetraparesen leiden; mit Hemiparese oder alternierender Hemiplegie. Rico RS Medizinprodukt ist bei folgenden Indikationen einsetzbar:


- Zerebralparese (CP),
- Muskeldystrophien,
- Lähmungen verschiedener Ursachen
- Spina bifida
- Myelomenigozele,
- Zustände infolge von Wirbelsäulenverletzungen,
- Zustände, die sich aus Schädel-Hirn-Verletzungen ergeben,
- Zustände, die sich aus Strichen ergeben,
- andere Krankheiten mit begleitender Lähmung, Lähmung, Verletzungen im Bereich des Bewegungsapparates, die es dem Patienten unmöglich machen, sich unabhängig und ohne Hilfe zu bewegen.

Kontraindikationen Der Rico RS ist nicht geeignet für Kinder:

- mit starken Spastiken oder unkontrollierten Bewegungsmustern
- Kinder mit hohem Risiko für Knochenbrüche
- Kinder mit schweren Muskelkontrakturen



5 Identifizierung von Symbolen

	Name des Herstellers
	Produktionsdatum
	Seriennummer
	Zulässiges Gewicht des Benutzers
	Kontakt mit Wasser vermeiden
	Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung
	Pfeile, die die Bewegungsrichtung anzeigen
	Konformitätskennzeichnung gemäß der Verordnung 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, Anhang V.
	Medizinprodukt

6 Einhaltung der Anforderungen an Medizinprodukte

Hiermit bestätigen wir, dass der Kinder-Spezialkinderwagen Rico RS die Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2017/745 vom 5. April 2017 über Medizinprodukte erfüllt.

Der spezialisierte Kinderwagen Rico RS gemäß Anhang VIII der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2017/745 vom 5. April 2017 auf Medizinprodukten ein nicht-invasives, aktives Medizinprodukt der Klasse I gemäß Regel 1 ist.

Die Konformitätserklärung des Produkts kann in der Handelsabteilung des Herstellers angefordert werden.

7 Die Verwendung des Kinderkinderwagens Rico RS

Rico RS Kinderwagen bietet die Möglichkeit, die Mobilität von Patienten zu erweitern, deren Bedingungen es ihnen unmöglich machen, sich unabhängig und ohne Hilfe zu bewegen. Der Kinderwagen ermöglicht sowohl eine nach vorne als auch nach hinten gerichtete Position des Sitzes. Es ist auch möglich, den Winkel des Sitzes in Bezug auf den Boden innerhalb des Bereichs von -45° bis $+45^\circ$ einzustellen. Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit können das Produkt beschädigen. Der Hersteller empfiehlt, den Rehawagen bei Umgebungstemperaturen zwischen -20°C und $+40^\circ\text{C}$ und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 100% nicht kondensierend zu verwenden.



HINWEIS! Es wird erwartet, dass das Gerät jeweils von einer Person verwendet wird.



HINWEIS! Das Gerät sollte nur innerhalb des zulässigen Lastbereichs geladen werden, da das Hinzufügen von Gegenständen, die auf dem Gerät ruhen, zum Absturz des Geräts führen kann.



HINWEIS! Extreme Einstellungen und ungünstige Körperhaltung (zu weit geneigt) erhöhen das Risiko des Kippens.



HINWEIS! Es ist verboten, das Gerät anzuheben, während der Benutzer im Gerät sitzt.



HINWEIS! Es wird erwartet, dass sich das Gerät auf ebenen und befestigten Oberflächen bewegt. Das Überwinden von Hindernissen wie Schwellen, Kanten ist nur möglich, wenn der Kinderwagen unbesetzt ist und der Benutzer nicht im Kinderwagen sitzt.

8 Technische Daten




Abb. 1

Nein.	Name der Dimension	Symbol	Größe	
			1	2
1	Sitzhöhe	PST	61 cm	61 cm
2	Rückenhöhe	BH	43-60 cm	48 -65 cm
3	Höhe Seitenpelotten	LH	14 - 29 cm	18 - 36 cm
4	Breite zwischen Seitenpelotten	LR	16-26 cm	16 - 26 cm
5	Breite zwischen Kopfführungen	HR	13-22 cm	13 - 22 cm
6	Rückenwinkel	BA	20°-90°	20°- 90°
7	Sitztiefe Links	SDL	17 - 29 cm	27-39 cm
8	Sitztiefe Rechts	SZR	17 - 29 cm	27-39 cm
9	Sitzbreite zwischen Beckenpelotten	SW	17- 27 cm	17- 32 cm
10	Unterschenkellänge	FH	18 - 36 cm	18 -36 cm
11	Tiefe Fußplatte	FL	17 cm	17 cm
12	Kniewinkel	FA	0°- 90°	0°-90°
13	Fußwinkel	FA1	-20° - 20°	-20°-20°
14	Rückenwinkel	TA	-45°- 45°	-45°-45°
15	Gestelllänge	BL	80 cm	80 cm
16	Gestellbreite	BW	58 cm	58 cm
17	Größe Vorderräder	WDF	19 cm	19 cm
18	Größe Hinterräder	WDR	29 cm	29 cm
19	Höhe Schiebegriff	HH	75 - 118 cm	75-118 cm
20	Max Nutzergewicht		30 kg	30 kg
21	Nutzergewicht plus Zuladung		33 kg	33kg
22	Gewicht des Kinderwagens		20,3 kg	22,1 kg

* - Die Tiefe kann unabhängig voneinander eingestellt werden

9 Grundkonstruktion des Rico RS Kinderwagens




Abb. 2

1. Schiebegriff
2. Rückenlehne
3. Sitz
4. Kopfstütze (Kopfpolster)
5. Bruststütze (Brustpolster)
6. Hüftunterstützung (Beckenpolster)
7. Seitlicher Support
8. Handbügel
9. Rahmen des Kinderwagens
10. Vorderräder
11. Hinterräder
12. Feststellbremse
13. Hintere Stoßdämpfer
14. Fußstütze
15. Weste
16. Beckenstabilisierungsgurte
17. Schutzdach

10 Montage des Rico RS Kinderwagens

Rico RS Kinderwagen besteht aus zwei Unterbaugruppen: dem Rahmen des Kinderwagens und dem Sitz. Um den Kinderwagen für den Benutzer vorzubereiten, stellen Sie einen Sitz auf ein ausgeklapptes Gestell. Legen Sie die Griffe des Sitzes auf Rahmenquerstangen und drücken Sie den Sitz auf den Rahmen, bis Sie ein charakteristisches Klicken der Verriegelungslaschen hören.




Abb. 3

Die Konstruktion des Kinderwagens ermöglicht die Montage des Sitzes sowohl in einer nach vorne als auch nach hinten gerichteten Position.




Abb. 4

Um den Sitz aus dem Gestell zu entfernen, ziehen Sie den Griff der Sitzverriegelung nach oben und heben Sie dann den Sitz an und nehmen Sie ihn von den Querstangen des Rahmens.




Abb. 5

11 Mit dem Rico RS Kinderwagen

Aus Sicherheitsgründen sollte der Kinderwagen von seinen Teilen, getrennt vom Sitz und separat vom Rahmen getragen werden. Die Art des Tragens ist in Abb. 6 dargestellt.



HINWEIS! Es ist verboten, den Kinderwagen mit dem darin sitzenden Patienten zu tragen.




Abb. 6

12 Rahmen des Rico RS Kinderwagens



HINWEIS! Nach jedem Einstellvorgang ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle geregelten Elemente ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.

- **Montage und Ausbau der Hinterräder**

Hinterräder werden montiert, indem die Radnabe auf die Achse gelegt wird, bis der Stift des Mechanismus, der das Rad auf der Achse blockiert, blockiert ist. Wenn der Pin blockiert, können Sie ein "click"-Signal hören.

Um die Hinterräder zu entfernen, drücken Sie den Stift der Blockade und schieben Sie dann das Rad von der Achse.




Abb. 7



HINWEIS! Bevor Sie das Rad montieren, entfernen Sie bitte Schmutz sowohl von der Achse als auch von dem Rad.



HINWEIS! Stellen Sie nach der Montage des Rades sicher, dass die Räder ordnungsgemäß befestigt sind.

- **Aufklappen des Rahmens**

Um den Rahmen zu entfalten, legen Sie den Kinderwagen auf den Boden, ziehen Sie die Blockade (1) zurück und ziehen Sie dann den Griff (2) nach oben, bis Sie ein charakteristisches Klicken der Blockade hören.




Abb. 8



HINWEIS! Beim Entfalten des Rahmens ist es entscheidend, sich des Risikos besonders bewusst zu sein und besonders darauf zu achten, dass die Hände von den beweglichen Bauteilen eingeklemmt werden können.

- **Falten des Rahmens**

Ziehen Sie die Griffe (1) auf beiden Seiten des Schiebegriffs des Kinderwagens zu sich selbst, und schieben Sie dann den Schiebegriff (2) nach vorne, indem Sie den Rahmen falten, bis die Blockade (3) schließlich klickt Abb. 9




Abb. 9



HINWEIS! Beim Falten des Rahmens ist es entscheidend, sich des Risikos besonders bewusst zu sein und besonders darauf zu achten, dass die Hände von den beweglichen Bauteilen eingeklemmt werden können.

- **Vorderräder**

Vorderräder können in "geradeaus" Richtung blockiert werden. Um die Richtung des Rades zu entsperren, ziehen Sie den Sperrdorn heraus und drehen Sie ihn um 90° Abb. 10. Um die Räder noch einmal zu blockieren, schalten sich der Verriegelungsdorn in den eingefahrenen ein. durch Drehen des Dorns, bis der Dorn blockiert ist.




Abb. 10

- **Schiebegriff**

Drücken Sie gleichzeitig die Regelknöpfe (1) auf beiden Seiten des Kinderwagens und stellen Sie dann den Druckgriff auf die gewünschte Höhe. Nachdem Sie die gewünschte Position des Schiebegriffs eingestellt haben, bewegen Sie den Schiebegriff nach oben und unten, um ein charakteristisches Klick der Blockade zu hören Abb. 11




Abb. 11



HINWEIS! Es sei daran erinnert, dass jedes zusätzliche Objekt, das am Schiebegriff hängt, einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität des Kinderwagens hat.

- **Einstellen des Sitzwinkels**

Drücken Sie Griff Nummer 2, um die Winkelverstellung des Sitzes zu starten. Der Griff befindet sich an der horizontalen Stange, die an der Rückenlehne befestigt ist. Halten Sie den Griff (2) Stellen Sie den Winkel des Sitzes ein. Wenn Sie den Winkel einstellen, DENKEN Sie daran, den Griff und die Querstange sofort zu halten. Wenn der Winkel in guter Position ist, lassen Sie den Griff los. Greifen Sie schließlich die horizontale Querstange (3) und bewegen Sie sich auf und ab, um zu bestätigen, dass der Sitz blockiert und sicher zu bedienen ist. Verwenden Sie niemals den Sitz, wenn die Winkelsitzverstellung locker ist.





Abb. 12

Die Winkelverstellung der Sitze liegt im Bereich von 5° - 45°.



Rys. 13



HINWEIS! Halten Sie den Griff und die Stange (2 und 3 auf der Abb. 12) beim Einstellen des Winkels von der Sitz.



HINWEIS! Bei der Einstellung des Sitzwinkels ist es wichtig, sich des Risikos bewusst zu sein und besonders darauf zu achten, dass die Hände von den beweglichen Komponenten eingeklemmt werden können .



HINWEIS! Aufgrund erheblicher Verstellmöglichkeiten des Kinderwagens ist es möglich, bei der Einstellung des Winkels des Sitzes und der Rückenlehne eine Position zu erhalten, wenn der Kopf des Kind ist auf der Ebene niedriger als die Beckenlinie. Es ist verboten, diese spezielle Position zu verwenden, da dies das Kind der Gefahr des Erstickens oder der Aspiration aussetzt.

- **Feststellbremse**

Die Blockade der Hinterräder wird mit einem Hebel an der hinteren Querstange am Rahmen ausgelöst. Durch Drücken dieses Hebels werden die Hinterräder blockiert, und das Drücken dieses Hebels nach oben löst die Bremse Abb. 14




Abb. 14



HINWEIS! Es ist wichtig, den Zustand der Bremse zu kontrollieren und akkumulierte möglicher Schmutz und Schlamm auf regelmäßiger Basis.



HINWEIS! Die Stabilität des Kinderwagens kann im Falle eines unerwarteten Schubs, einer Neigung oder eines Aufliegens auf dem Kinderwagen beeinträchtigt werden.

- **Stoßdämpfer der Hinterradaufhängung**

Stoßdämpfer der Hinterradaufhängung ermöglichen die Einstellung von zwei Komfortstufen, was die Flexibilität des Fahrwerks betrifft.

Je nach Bedarf kann der Anwender die Aufhängungssteifigkeit einstellen, indem er den Hebel (1) in die zweite Position bewegt Abb. 15. Diese Anpassung muss sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite durchgeführt werden.




Abb. 15

13 Der Hauptsitz des Kinderwagens



HINWEIS! Nach jedem Einstellvorgang ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle geregelten Elemente ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.

- **Einstellen des Winkels der Rückenlehne**

(Um den Winkel der Rückenlehne einzustellen, halten Sie die Querstange (1) mit einer Hand und ziehen Sie den Auslösegurt (2) mit der anderen Hand Abb. 16. Nachdem Sie den gewünschten Winkel der Rückenlehne eingestellt haben, lösen Sie das Band (2). Bewegen Sie dann die Rückenlehne auf und ab, um die Rückenlehne in stabiler Position zu bestätigen. Verwenden Sie es niemals, wenn die Rückenlehne locker ist.




Bild 16



HINWEIS! Bei der Einstellung des Winkels der Rückenlehne ist es wichtig, besonders auf das Risiko und achten Sie besonders darauf, dass Hände von den beweglichen Komponenten eingeklemmt werden können.



HINWEIS! Aufgrund erheblicher Einstellmöglichkeiten des Kinderwagens ist es bei der Regulierung des Winkels der Rückenlehne möglich, eine Position zu erhalten, wenn sich der Kopf des Child auf der Ebene unterhalb der Beckenlinie befindet. Es ist verboten, diese spezielle Position zu verwenden, da dies das Kind der Gefahr des Erstickens oder der Aspiration aussetzt.

- **Höhenverstellung der Rückenlehne**

Um die Höhe der Rückenlehne einzustellen, lösen Abb. 17 die Knöpfe (1), die die Bruststütze blockieren, sowie die Blockschrauben (2). Stellen Sie die gewünschte Höhe der Rückenlehne ein und sichern Sie sie dann durch erneutes Anziehen der Schrauben (2). Stellen Sie die Bruststützen in die richtige Position und ziehen Sie die Schrauben (2) wieder an, die die Bruststützen blockieren. Die maximale Ausdehnung der Rückenlehne wird durch das Zeichen MAX gekennzeichnet. Beim Ausfahren der Rückenlehne und Erreichen des Maximum der zulässigen Grenze ist das MAX-Zeichen sichtbar. Es ist nicht zulässig, die Rückenlehne über das MAX-Zeichen auszufahren.




Abb. 17

- **Einstellen der Höhe der Bruststütze**

Um die Höhe der Bruststützen (2) einzustellen, lösen Sie die Knöpfe (1) Abb. 18 und passen Sie dann die Position der Bruststützen an (2). Nachdem Sie die gewünschte Position der Stützen eingestellt haben, ziehen Sie die Knöpfe (1) wieder an, die die Bewegung der Bruststütze blockieren. Die Position der rechten und linken Bruststütze ist unabhängig, und diese Bruststützen können individuell angepasst werden.




Abb. 18

- **EineAnpassung der Kopfstütze**

Um die Kopfstützen (2) einzustellen, lösen Sie die Knöpfe (1) Abb. 19 und stellen Sie dann die gewünschte Position der Kopfstützen ein und ziehen Sie die Knöpfe (1) wieder an, um die Bewegung der Kopfstützen zu blockieren. Die Position der rechten und linken Kopfstütze ist unabhängig, und diese Bruststützen können individuell eingestellt werden.




Abb. 19

- **Einstellen der Beckenstütze**

Um die Beckenstützen (1) einzustellen, lösen Sie die Knöpfe (2) unter dem Sitz Abb. 20 und stellen Sie dann die gewünschte Position der Beckenstützen (1) ein und ziehen Sie die Knöpfe (2) wieder fest, um die Bewegung der Stützen zu blockieren. Die Position der rechten und linken Beckenstütze ist unabhängig, und diese Bruststützen können individuell eingestellt werden.




Bild 20

- **Einstellen der Sitztiefe**

Der Sitz ermöglicht es, seine Tiefenasymmetrie unter Berücksichtigung der Länge des linken/rechten Oberschenkels anzupassen und somit den individuellen Anforderungen jedes Kindes gerecht zu werden. Es ist daher möglich, den rechten (1) und den linken (2) Teil der Sitzplattform unabhängig voneinander zu regeln.

Um die Tiefe einzustellen, lösen Sie die Knöpfe (3), die die Hüftstütze blockieren, sowie die Knöpfe (4), die die Einstellung der Tiefe der Fußstütze blockieren. Im Falle der Einstellung der Asymmetrie der Sitzplattform ist es auch notwendig, die Knöpfe (5) zu lösen, die die Führungsschienen der Fußstütze in Bezug auf die Sitzplattform blockieren, zusammen mit dem Knopf (6), der die Position des Keils blockiert. Nachdem Sie die entsprechenden Knöpfe gelöst haben, stellen Sie die Tiefe des Sitzes ein, indem Sie die Plattformen auf die gewünschte Tiefe ziehen oder drücken. Nach einer Verzahnung der Tiefe alle Knöpfe (6), (5), (4) wieder anziehen und somit die Position der Fußstütze blockieren, und dann die Knöpfe (3) wieder anziehen und die Hüftstütze in die gewünschte Position bringen.




Bild 21

- **Einstellen des Winkels der Fußstütze**

Der Neigungswinkel der Fußstütze unter dem Sitz ist in Bezug auf den Sitz einstellbar. Um den Winkel einzustellen, drücken Sie die Tasten am Versteller (1) und stellen Sie die Fußstütze auf die gewünschte Position ein. Um die Position der Fußstütze zu sichern, lassen Sie die Tasten los und schieben Sie die Fußstütze, bis die Schlösser in den Einsteller einrasten.




Abb. 22

- **Einstellen der Tiefe der Fußstütze**

Die Fußstütze des Sitzes kann unabhängig von der Position der Sitzplattform eingestellt werden. Um die gewünschte Tiefe einzustellen, lösen Sie die Knöpfe (1) und (2). Stellen Sie die Position der Fußstütze ein und drücken Sie sie auf die entsprechende Länge. Nachdem Sie die gewünschte Position eingestellt haben, ziehen Sie die Knöpfe (1) und (2) wieder fest und sichern Sie so die Fußstütze in ihrer Position.




Bild 23

- **Einstellen der Höhe und des Winkels der Fußstütze**

Um die Höhe der Fußstütze einzustellen Abb. 24 die Knöpfe lösen (1), die gewünschte Höhe einstellen und dann den Knopf wieder anziehen
 (1). Die Einstellung des Winkels der Plattform erfolgt durch Lösen der Muttern (2) und Einstellen der Blockade (3) des Plattformwinkels, um die richtige Position der Fußstütze zu erreichen. Ziehen Sie die Muttern (2) wieder an, um die Position der Plattform zu sichern.




Bild 24

- **Einstellen und Demontieren des Handbügels**

Um die Position Handbügels (2) einzustellen, drücken Sie die Tasten (1) des Winkelverstellers auf beiden Seiten des Sitzes Abb.

25. Stellen Sie die gewünschte Position des Handbügels ein. Um den Handbügel in seiner Position zu sichern, lassen Sie die Tasten los und bewegen Sie den Bügel auf und ab, bis Sie ein charakteristisches Klickgeräusch hören.




Bild 25

Es ist möglich den Handbügel Abb. 26 zu entfernen. Drücken Sie die Taste (2) des Winkelreglers und ziehen Sie den Bügel aus dem Einstellschlitz heraus.




Bild 26

- **Verdeck**

Um das Verdeck zu montieren, schieben Sie die Baldachinhaken (1) an den Aufsätzen (2) auf beiden Seiten der Rückenlehne, bis Sie ein charakteristisches Klicken des Schlosses hören. Um das Verdeck zu entfernen, drücken Sie die Blockade (3) des Hakens (1) des Baldachins auf beiden Seiten der Rückenlehne und schieben Sie dann das Verdeck nach oben.




Bild 27

- **Support für Lenden**

Der Sitz ermöglicht es, die Rückenlehne zu verstellen. Die richtige Anpassung kann der Form des Rückens des Patienten und seinen Bedürfnissen entsprechen.

Um die Platten der Lendenwirbelstütze nach oben zu wölben (1), muss die Schraube angezogen werden. Durch das Lösen (2) wird die Wölbung der gleichen Platten reduziert.





Bild 28

- **Weste und Sitzhose**

Die oberen Westengurte werden direkt am Rahmen der Rückenlehne befestigt. Die unteren Gurte werden sowohl für die Weste als auch für die Sitzhose an der Sitzplattform befestigt. Die Weste ist mittels selbstsichernder Schnallen mit den Gurten verbunden. Diese Schnallen werden durch Schieben in beiden Teilen der Schnalle verriegelt, bis Sie ein charakteristisches "Klicken" hören können. Um die Weste zu öffnen, drücken Sie die Schnalle in ihrem mittleren Teil, um die Schnalleverriegelung zu entriegeln. Sowohl die Weste als auch die Sitzhose können durch Einstellen der Länge der Befestigungsgurte eingestellt werden. Die richtige Einstellung der Weste sollte eine angemessene Stabilisierung des Körpers des Kindes gewährleisten, sollte jedoch keine Beschwerden verursachen.



Rys. 29





HINWEIS! Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Weste mit allen vier Schnallen ordnungsgemäß gesichert ist. Wenn diese Schnallen nicht gesichert sind, kann das Kind aus dem Kinderwagen fallen.

14 Abduktionskeil

- **Abduktionskeil**

Nehmen Sie vor der Einstellung des Keils immer den Bezug Keils ab (1). Zum Einstellen die Schraube (2) lösen und den Abduktionskeil in der gewünschten Tiefe platzieren. Zum Schluss den Abduktionskeil (2) verschrauben und den Bezug montieren.



Rys. 30 Abduktionskeil

- **Regenschutz**

Die Regenhülle sollte platziert werden, indem die flexiblen Kanten hinter die Rückenlehne und die Fußstütze gelegt werden.




Bild 31

- **Tisch**

Um die Tischablage (2) zu montieren, müssen die Adapter zuerst (1) an die Aufnahme des Handbügels montiert werden. Dann sollte der Tisch in die Rohre des Adapters eingesteckt werden. Um den Tisch zu blockieren, um ein Bewegen zu verhindern, ziehen Sie ihn mit dem Knopf fest (3) Abb. 32.




Bild 32

Der Neigungswinkel der Tischplatte Abb. 33 wird durch Lösen der beiden Schrauben (1) eingestellt, die sich über den Tischadaptern unterhalb der Tischplatte befinden. Nachdem Sie den gewünschten Neigungswinkel erhalten haben, ziehen Sie die Schrauben fest. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Fachs befinden sich Einstellschrauben.




Bild 33

- **Handschuhe**

Zusätzliche Handschuhe, die am Schiebegriff des Kinderwagens befestigt sind, sollen den Komfort des Wächters bei Spaziergängen erhöhen.

- **Schlupfsack**

Die Schlupfsack schützt die Beine des Patienten vor Kälte.



Bild 34

- **Schaumstoff-Kopfstütze**

Die Schaumstoff-Kopfstütze bietet eine genauere Unterstützung für den Kopf des Patienten. Aufgrund ihrer Konstruktion kann die Kopfstütze zwischen Kopfstützen montiert werden. Für den Fall, dass die Montage der Kopfstütze Asymmetrie erfordert, ist es wichtig, die Kopfstütze zu entfernen, da dies es ermöglicht, die Kopfstütze in jede gewünschte Position zu bringen.




Bild 35

- **Ablage Tasche**

Die Einkaufstasche kann für den Transport von Handgepäck verwendet werden. Es wird auf den Rahmen des Kinderwagens gelegt.

- **Ablageplatte**

Das Beatmungsregal (1) wird mit den Montagebändern (2) am Rahmen des Kinderwagens montiert. Die Plattform wurde mit Gurten (3) ausgestattet, die die Montage des zu transportierenden Geräts ermöglichen.




Bild 36

- **Overlay-Füllung für die Fußstütze**




Bild 37

Die Overlay-Füllung für die Fußstütze ermöglicht eine asymmetrische Anpassung der Fußstütze. Die Anpassung der Overlay-Platzierung: Abb. 38.

1. Lösen Sie die Knöpfe (6), indem Sie sie nach links drehen.
2. Schließen Sie die Plattform des Overlays (1) aus und passen Sie sie an die Platzierung der Füße an
3. Blockieren Sie die Plattform-Bewegung des Overlays, indem Sie die Knöpfe (2) anziehen, indem Sie sie nach rechts drehen.




Bild 38

- **RS-Chassis-Rahmen und Satz der Adapter**

Um den Kinderwagensitz zu Hause zu verwenden, wird der RS-Rahmen und der Satz der Adapter benötigt. Der Rahmen für eine solche Lösung verfügt über ein eigenes Benutzerhandbuch.

15 Reinigung und Wartung

Der Kinderwagen Rico RS ist ein mechanisches Gerät mit seiner tragenden Struktur aus Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl. An der Metallkonstruktion des Gerätes sind Schaumstoff- und Schwammeinsätze angebracht. Schaumstoffe werden mit Bezügen aus Textilien überzogen. Diese textilen Bezüge verursachen keine Hautreizungen. Der Rico RS Kinder-Spezialwagen sollte, wie jedes andere Medizinprodukt, gemäß den Empfehlungen des Herstellers sauber gehalten und verwendet werden.

- Pulverbeschichtete Oberflächen und Elemente aus Kunststoff sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Es ist möglich, sanfte Waschmittel zu verwenden. Saugen Sie mechanisch mit einem Staubsauger oder mit einer weichen Bürste.
- Es ist möglich, die Schaum-Schwamm-Einsätze mit einem feuchten Tuch und einem schonenden chemischen Mittel zu reinigen. Nach der Reinigung ist es entscheidend, den Einsatz bei Raumtemperatur vollständig trocknen zu lassen.
- Nehmen Sie regelmäßig den Rahmen richtig und entfernen Sie den Schmutz und Schlamm von den beweglichen Teilen des Geräts.
- Verwenden Sie keine aggressiven Mittel zum Reinigen des Kinderwagens.
- Waschen Sie die Polsterung des Sitzes nicht in der Maschine.
- Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung und überprüfen Sie immer die Temperatur des Sitzes, bevor Sie das Kind in den Kinderwagen legen.
- Alle Rahmen- und Kunststoffteile nur mit milden haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln säubern (z.B. Sagrotan)
- Polsterteile können bei 40 °C gewaschen werden. In der Waschmaschine jedoch nur im Waschsack oder Kopfkissenbezug. Verwenden Sie haushaltsübliche Desinfektionsmittel wie z.B. Sagrotan.



HINWEIS! Bevor Sie den Kinderwagen benutzen, stellen Sie sicher, dass die Polsterung vollständig trocken ist.



HINWEIS! Der Kinderwagen sollte mindestens einmal im Jahr (alle 12 Monate) gewartet werden. Der Wartungsvorgang sollte von einem qualifizierten Servicemann durchgeführt werden. Das Wartungsverfahren muss eine Sicherheitsübersicht über den Kinderwagen enthalten - überprüfen Sie den Zustand der Verbindungen, die sich während des Gebrauchs bewegen, verriegeln und regulieren. Eine regelmäßige Wartungsübersicht sorgt für eine langlebige und sichere Nutzung des Gerätes.

16 Typenschild




Bild 39

17 Garantie/ Service

Für den Fall, dass Mängel oder Schäden auftreten sollten, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Verkäufer oder den Hersteller. Sichern Sie das beschädigte Gerät, um eine weitere Ausdehnung des Schadens zu verhindern. Unternehmen Sie keine Versuche, das Gerät einzeln zu verkoppeln. Ersetzen Sie keine Originalteile durch Ersatzteile, die einzeln entwickelt wurden oder aus einer anderen als der vom Hersteller empfohlenen Quelle stammen.

- Wenn der Benutzer die zukünftige Nutzung des Geräts aufgibt, ist er verpflichtet, das Gerät gemäß den geltenden Umweltvorschriften zu nutzen.
- Der Hersteller legt die Produktlebensdauer auf 5 Jahre fest.
- Der Service nach der Garantie des Gerätes wird vom Hersteller durchgeführt .

Kontaktdata der Serviceabteilung:
LIW Care Technology Sp. z o.o. , ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź.
www.liwcare.pl
E-Mail-Adresse: reklamacje@liwcare.pl

- Aktuelle Adressdaten finden Sie auf folgender Website: www.liwcare.pl.
- Die Garantiebedingungen wurden in der Garantiekarte festgelegt, die einen integralen Bestandteil dieses Benutzerhandbuchs darstellt. Die Garantiekarte finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokuments.
- Die Garantiebedingungen und die Garantiekarte gelten auf dem Gebiet Polens.

Garantiekarte

Gilt nur auf dem Gebiet der Republik Polen. Wenden Sie sich für ein anderes Land an Ihren lokalen Händler.

Bedingungen der Garantie:

- LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. GOLFOWA 7, 94-406 Łódź), der Hersteller **VON** Rehabilitationsgeräten, garantiert, **dass das von** einem Verbraucher oder einem anderen Benutzer gekaufte Gerät technisch effizient ist, frei von Konstruktions-, Montage-, Material- usw. und dass das Gerät während der Garantiezeit frei von diesen Mängeln bleibt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Sicherstellung der Nützlichkeit des Produkts für die Bedürfnisse des Unternehmens.
- LIW Care Technology Sp. z o.o. Bietet eine zweijährige Garantie auf seine Produkte ab dem Datum, an dem das Produkt für den Verbraucher freigegeben wird.
- Diese vom Verkäufer an den Käufer ausgestellte Garantiekarte bildet zusammen mit dem Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) den einzigen Garantienachweis. Die Übertragung von Rechten aus der Garantie erfordert die Übertragung des Eigentums an der Garantiekarte und den Kaufbeleg.
- Wenn während** der Garantiezeit ein Defekt **oder** Schaden am Gerät entdeckt wird, wird es **kostenlos durch** Reparatur oder Austausch des Geräts entfernt. Wenn ein **Teil** des Produkts ersetzt werden muss, geht das beschädigte Teil in das Eigentum von LIW Care Technology Sp. z **O.O.** über und wird dem Benutzer der Garantie nicht erstattet.
- Der Garantiennehmer ist verpflichtet, alle während der Garantiezeit festgestellten physischen Mängel an den Waren unter Verwendung des Reklamationsformulars zu melden. Die Datei mit dem Reklamationsformular ist auf www.liwcare.pl Website im Abschnitt "Produkte" verfügbar, und ihre physische Kopie ist ein Anhang zu den Anweisungen, die **dem** Käufer zusammen mit dem Gerät **zur Verfügung gestellt werden**. Das Formular kann auch **von** jedem unserer regionalen Vertriebspezialisten angefordert werden, die über unsere Website unter www.liwcare.pl/kontakt kontaktiert werden können. Bei Problemen beim Erhalt des Beschwerdeformulars kontaktieren Sie uns bitte unter 0-42 212-35-18.
- Der Garantienutzer ist verpflichtet, **das** Reklamationsformular auszufüllen **und es an den** Store **zu** senden, in dem er das Gerät gekauft hat, oder direkt an den Hersteller unter der E-Mail-Adresse reklamacje@liwcare.pl.
- Auf der Grundlage des **per** E-Mail erhaltenen Reklamationsformulars **entscheidet** der **Verkäufer** über die Art der Reparatur. Der Seller kann
 - Bestellen Sie die Reparatur des Geräts vor Ort mit dem Garantiebenutzer - in einem solchen Fall wird das Datum der Reparatur des Geräts mit der benachrichtigenden Partei per E-Mail oder Telefon vereinbart.
 - Bestellen **Sie** den Transport des Geräts zum Hersteller, um seine Reparatur durchzuführen - in diesem Fall ist der Garantiennehmer verpflichtet, die Ausrüstung an das medizinische Geschäft, in dem sie gekauft wurde, oder an den Sitz des Herstellers, zusammen mit einem Kaufbeleg und einem ausgefüllten Reklamationsformular. Die **beanstandeten** Goods werden an **den** Verkäufer gesendet, nachdem sie das Datum ihrer Abholung durch den Kurier vereinbart haben. Versandkosten fallen dem Hersteller an.
- Die** Garantie deckt Folgendes nicht ab:
 - Abgenutzte Elemente und **Teile**, die aufgrund unsachgemäßer **Verwendung** abgenutzt oder beschädigt wurden (einschließlich, aber **nicht beschränkt auf** nicht konforme Verwendung B. mit dem herausgegebenen Benutzerhandbuch oder unter ungeeigneten Bedingungen) oder unsachgemäße Lagerung des Produkts,
 - Schäden, **die** durch Änderungen, Anpassungen, Anpassungen und Konstruktionsänderungen verursacht werden, die vom Benutzer des Produkts oder **VON** Dritten vorgenommen wurden,
 - Schäden, **die durch** unsachgemäße Reinigung **oder** Wartung durch den Benutzer des Produkts oder **Dritte** verursacht werden,
 - Schäden, die durch normalen Verschleiß oder normale Alterung des Produkts verursacht werden,
 - Schäden, die durch **Fahrlässigkeit des** Benutzers **des Produkts** verursacht wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reinigung und Wartung des Produkts),
 - Schäden durch **äußere Einflüsse** (mechanische Beschädigungen, Verunreinigungen, einschließlich Überschwemmungen).
- Die Garantie und die darin aufgeführten Bedingungen gelten nur auf dem Gebiet der Republik Polen. Wenden Sie sich für ein anderes Land an Ihren lokalen Händler.**
- Die** Garantie erstreckt sich nicht auf Anpassungen und **Montage**, die innerhalb der Garantiezeit durchgeführt werden, da diese keine **Mängel** des Produkts darstellen.
- Die Garantie ist abhängig von der Lieferung des Produkts **an das** medizinische Geschäft, **in** dem das Gerät gekauft wurde, oder an den Hersteller in einer Weise, **die** seine Beschädigung verhindert.
- Wenn möglich, muss die Garantiereparatur oder **der** Garantieaustausch innerhalb **VON** 30 Tagen nach Lieferung des Geräts an den Hersteller durchgeführt werden.
- Nach der** Garantiereparatur wird das Gerät auf Kosten des Herstellers **an die** vom **Benutzer** der **Garantie** angegebene Adresse oder an die Sanitätshaus, in dem es gekauft wurde. Wenn das reparierte Produkt vom Garantiebenutzer nicht abgeholt wird, ist er verpflichtet, alle damit verbundenen Kosten zu tragen, **die** LIW Care Technology Sp. z o.o. **entstehen**, einschließlich der Kosten für Lagerung und Transport des Produkts.
- Die von LIW Care Technology Sp. gewährte Garantie z. o.o. **Denn** das Produkt **berührt** nicht die Rechte des Käufers **aus der** Gewährleistung für **Mängel** der verkauften Sache.

HINWEIS!

BITTE BEWAHREN SIE DIE GARANTIEKARTE AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

LIW Care Technology Sp. z o.o. erfordert, dass dieses Dokument eingereicht wird, bevor eine Garantiereparatur akzeptiert wird.

Name des Gerätemodells

Seriennummer:

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Nein.	Datum der Reparaturbenachrichtigung	Beschreibung der Vorgänge	Datum des Reparaturabschlusses	Stempel und Unterschrift der ausführenden Person die Reparatur
1				
2				
3				
4				